DEVOIR EN TEMPS LIBRE / DIAGRAMME E-pH

1. Nombres d'oxydation

 $\begin{array}{lll} Mn_{(s)} & : \mbox{le nombre d'oxydation du manganèse est 0.} \\ Mn(OH)_{3(s)} & : \mbox{le nombre d'oxydation du manganèse est III.} \\ Mn^{2+} & : \mbox{le nombre d'oxydation du manganèse est II} \\ Mn(OH)_{2(s)} & : \mbox{le nombre d'oxydation du manganèse est III.} \\ Mn^{3+} & : \mbox{le nombre d'oxydation du manganèse est III.} \\ \end{array}$

Position dans le diagramme

<u>Une frontière horizontale</u> sépare les éléments d'un couple redox. Celui qui a le nombre d'oxydation le plus grand est au-dessus de la frontière, celui qui a le nombre d'oxydation le plus petit est en dessous de celleci.

<u>Une frontière verticale</u> sépare les espèces de même nombre d'oxydation. L'espèce la plus basique se place à droite de la frontière.

D'où l'identification :

ou nuonanouton i				
n.o. \ pH	2.8	8,6	8,6	
III	1 : Mn³+	4 : Mn(OH) _{3(S)}		
II		2 : Mn ²⁺	5 : Mn(OH) _{2(S)}	
0	3 : Mn			

2. Couples de d'eau

• Couple O₂/H₂O :

La demi-équation : $O_{2(g)}$ + 4 $H^+_{(aq)}$ + 4 $e^- \stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} 2 H_2 O_{(l)}$

Le potentiel d'oxydoréduction: $E = E_{O_2/H_2O}^0 + \frac{0.06}{4} log(h^4 \frac{P_{O_2}}{P_0^2})$

A la frontière : $P_{O_2} = P^{\circ} = 1$ bar : $E_{F1} = E_{O_2/H_2O}^0 - 0.06$ pH

Application numérique : $\underline{E}_{F1} = 1,23 - 0,06pH$


Couple H⁺/H₂:

La demi-équation : $2 H^{+}_{(aq)} + 2 e^{-} \xrightarrow{\leftarrow} H_{2(g)}$

Le potentiel d'oxydoréduction : $E = E_{H^+/H_2}^0 + \frac{0.06}{2} log \left(h^2 \frac{P^\circ}{P_H}\right)$

A la frontière : $P_{H_2} = P^{\circ} = 1$ bar : $E_{F2} = E_{H^{+}/H_2}^{0} - 0,06$ pH

Application numérique : $E_{F1} = -0.06pH$



3. pK_s(Mn(OH)_{3(s)}

Soit la réaction de dissolution : $Mn(OH)_{2(s)} \xrightarrow{\rightarrow} Mn^{2+}_{(aq)} + 2 HO^{-}_{(aq)} K = K_S$

D'après le diagramme, la frontière entre Mn^{2+} et $Mn(OH)_{2(s)}$ qui délimite le domaine d'existence du précipité est à pH = 8,6 donc [HO-] = $K_e / 10^{-pH} = 10^{-5.4}$ mol L-1.

D'après les conventions aux frontières : $[Mn^{2+}] = C_0 = 10^{-2}$ mol L⁻¹ et on a un grain de précipité. L'équilibre de dissolution étant établi, le produit de solubilité est vérifié

 $K_S = [Mn^{2+}][HO^-]^2$ Application numérique : $pK_S = -log(K_0) + 2pK_0 - 2pH = 12,8$.

<u>Détermination du potentiel standard</u> E⁰_{Mn²⁺/Mn(s)}:

La demi-équation : $Mn^{2+} + 2 e^{-} \stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow} Mn_{(s)}$

Le potentiel d'oxydoréduction : ${\bf E}={\bf E}_{\rm Mn^{2+}/Mn_{(S)}}^0+\frac{0.06}{2}\log[{\rm Mn^{2+}}]$

A la frontière : D'après les conventions aux frontières : $[Mn^{2+}] = C_0 = 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}$ et on a un grain de

précipité, le potentiel est vérifié : $E_F = E_{Mn^{2+}/Mn_{(S)}}^0 + \frac{^{0,06}}{^2} log C_0$

Lecture du diagramme : On relève sur le diagramme $E_F = -1,25V$

Ainsi $E_{Mn^{2+}/Mn_{(S)}}^{0} = E_F - 0.03 \log C_0$

Application numérique : $E_{Mn^{2+}/Mn(s)}^{0} = -1,19 \text{ V}$

4. Mn dans l'eau

Mn et H₂O ont des domaines distincts, il y a donc une réaction :

$$Mn + 2H_3O^+ \xrightarrow{} Mn^{2+} + H_{2(g)} + 2 H_2O$$

On observe un dégagement gazeux de dihydrogène

5. Etude pour une autre concentration

Un diagramme potentiel-pH dépend de la concentration en espèces dissoutes, celui-ci n'est donc pas utilisable pour une concentration de travail égal à 2.10^{-2} mol L^{-1} . (Certaines frontières seront déplacées si on change la concentration de travail).

DOSAGE DU DIOXYGENE DISSOUS

6. Justification de l'opération

On bouche immédiatement la fiole jaugée afin d'éviter que du dioxygène ne continue à se dissoudre avec l'agitation dans l'eau à étudier.

7. Le bilan de la réaction

$$Mn^{2+}_{(aq)} + 2 HO^{-}_{(aq)} \stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} Mn(OH)_{2(s)} K = 1/K_S = 10^{12.8} >> 1$$

Ainsi Mn(OH)_{2(s)} est très très peu soluble.

8. Bilan chimique

$$4 \text{ Mn(OH)}_{2(s)} + O_2 + 2 \text{ H}_2O = 4 \text{ Mn(OH)}_{3(s)}$$

C'est le bilan des demi-ractions :

$$O_{2(q)} + 4 H_3O^+_{(aq)} + 4 e^- \rightarrow 6 H_2O_{(l)}$$

$$Mn(OH)_{2(S)} + 2H_2O \xrightarrow{\rightarrow} Mn(OH)_{3(S)} + e^{-} + H_3O^{+}$$

D'après le diagramme potentiel-pH, pour des pH inférieurs à environ 6, O₂ et Mn²⁺ ont un domaine commun, la réaction ne se fait donc pas forcement.

En ajoutant de la soude on se place dans un domaine basique pour avoir des domaines disjoints entre Mn(II) et O_2 ainsi on aura une réaction quasitotale.

9. Attente de 30 minutes

La réaction doit être cinétiquement lente. Il faut être certain d'avoir atteint l'état final.

Précaution de manipulation

L'acide sulfurique ajouté étant concentré, il est nécessaire de porter des **lunettes de protection** ainsi que des **gants**.

10. Mn(III) en milieu acide

D'après le diagramme, en milieu acide le manganèse (III) est sous forme Mn³+

11. Réaction entre Mn(III) et I

2 Mn³⁺ + 2 I
$$\stackrel{\rightarrow}{}$$
 2 Mn²⁺ + I₂

12. Réaction donnant I'3

$$2 \text{ Mn}^{3+} + 3 \text{ I}^{-} \stackrel{\rightarrow}{\underset{\leftarrow}{}} 2 \text{ Mn}^{2+} + \text{I}_{3}^{-}$$

13. Choix de la verrerie

On utilise une pipette jaugée de 100 mL afin d'avoir une précision satisfaisante.

14. a. L'équation bilan

$$I_3$$
 + 2 $S_2O_3^2$ \leftarrow 3 I + $S_4O_6^2$

ou
$$I_2 + 2 S_2 O_3^{2-} \xrightarrow{\leftarrow} 2 I^- + S_4 O_6^{2-}$$

14.b. [O₂] dissous

Par des tableaux d'avancement :

• Réaction de dosage : $\begin{aligned} n_{l2} - \xi &= \epsilon \\ n_{S2O3} - 2\xi &= \epsilon \\ ainsi &\xi = n_{l2} = \frac{1}{2} n_{S2O3}. \end{aligned}$

- Réaction entre Mn(III) et I $\dot{}$: à l'état final : $\xi=\frac{1}{2}n_{Mn(III)}=n_{l2}$
- Réaction entre Mn(II) et O_2 : à l'état final : $\xi = \frac{1}{4} n_{Mn(III)} = n_{O2}$

D'où
$$n_{S2O3-} = 2 \ n_{I2} = \ n_{Mn(III)} = 4 n_{O2}$$

Ainsi : $n_{O2} = \frac{1}{4} \ n_{S2O3-} \Rightarrow [O_2] = \frac{CV_{eq}}{4V_O} = 5,74 \ 10^{-4} \ mol.L^{-1}$

Du fait de l'incertitude sur le volume à l'équivalence : $\Delta C_{O2} = \frac{C}{4V_0} \Delta V_{eq}$:

Application numérique : $[O_2] = 5,74 \cdot 10^{-4} \pm 1,9 \cdot 10^{-5} \cdot mol.L^{-1}$

15. Quantités utilisées

Dans les 250 mL de départ, $n_{O2} = 1,44.10^{-4}$ mol.

Or on a utilisé $m_{MnCl2} = 2g$ ce qui correspond à $n_{Mn(II)} = 1,01.10^{-2}$ mol et $m_{KI} = 1g$ ce qui correspond à $n_{KI} = 6.02.10^{-3}$ mol.

On a $n_{Mn(II)}$ >4 n_{O2} et n_{KI} >6 n_{O2} donc le chlorure de manganèse et l'iodure de potassium ont bien été introduit **en excès.**