



Sur le bureau

→ Le Laser et le réseau
On regarde sur une feuille



→ Lumière blanche
On projette sur un écran



Observations :

- Ordre 0 : blanc
- Ordre ± 1 arc en ciel à l'inverse du prisme

Tourner le plateau pour observer un minimum de déviation.


→ Spectre de lumière

Logiciel : Spid H.R dans le répertoire physique


Choisir spectre coloré

Pointer la fibre sur la source avec **LA CAMERA**


- Le néon dans la salle



- Le laser quand il lase



- Lampe à led



- Lampe à filament

