
#### **DEVOIR EN TEMPS LIBRE**

DIAGRAMME E-pH

On prendra  $\frac{RT}{F}$  lnx = 0.06 Logx

# Diagramme potentiel-pH du manganèse :

On donne le diagramme potentiel-pH du manganèse à 298 K, pour une concentration totale en espèces dissoutes de  $10^{-2}$  mol.L<sup>-1</sup> (figure 1). On s'intéresse aux espèces suivantes : Mn(s), Mn(OH)<sub>3(s)</sub>, Mn<sup>2+</sup>, Mn(OH)<sub>2(s)</sub> et Mn<sup>3+</sup>. On superpose en pointillés le diagramme E-pH de l'eau.



Les frontières verticales sont respectivement à pH = 2.8 et à pH = 8.6.

- 1) Préciser le nombre d'oxydation du manganèse dans chacune des formes envisagées. En déduire quelles sont les espèces qui correspondent à chacun des domaines numérotés de I à V.
- 2) Rappeler les deux demi-équations « rédox » associées à l'eau. En déduire les deux équations des droites qui délimitent le domaine de stabilité de l'eau, avec la convention habituelle :  $P(H_2) = P(O_2) = 1$  bar, à T = 298 K.
- 3) D'après les positions des domaines de prédominance ou d'existence des différentes espèces liées au manganèse, déterminer les valeurs approchées du pK<sub>s</sub> de Mn(OH)<sub>2</sub> et du potentiel standard  $E^{\circ}(Mn^{2+}/Mn_{(s)})$ .
- **4)** Lorsqu'on verse un peu de poudre de manganèse dans de l'eau légèrement acidifiée, on observe un dégagement gazeux. De quel gaz s'agit-il ?
- 5) Ce diagramme est-il utilisable pour une concentration de travail de 2.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup> ?

# Dosage du dioxygène dissous :

## Première étape :

On remplit d'eau à doser une fiole de 250 mL jusqu'à son trait de jauge. On y place un barreau aimanté. On ajoute ensuite quelques pastilles de soude et 2,00 g de chlorure de manganèse.

- **6)** On bouche immédiatement la fiole jaugée avant d'agiter jusqu'à dissolution des réactifs. Justifier cette opération.
- **7)** Ecrire le bilan de la réaction chimique entre la soude et le manganèse (II). Le composé obtenu est-il soluble ?
- **8)** Ecrire le bilan de la réaction chimique entre le composé précédent et l'oxygène dissous dans l'eau. Justifier, par l'analyse du diagramme potentiel-pH, l'utilisation de la soude.

### Deuxième étape :

On ouvre la fiole jaugée au bout de 30 minutes, on verse son contenu dans un erlenmeyer et on ajoute immédiatement un peu d'acide sulfurique concentré et 1,00 g d'iodure de potassium.

- **9)** Justifier pourquoi on doit attendre 30 minutes avant d'effectuer cette seconde étape. Quelles précautions indispensables, liées à la sécurité, doit-on prendre lors de cette deuxième étape ?
- 10) Après addition de l'acide sulfurique, sous quelle forme se trouve le Mn(III)?
- 11) Ecrire le bilan de la réaction chimique entre le manganèse (III) et l'ion iodure.
- **12)** En fait, le diiode est peu soluble dans l'eau, mais soluble dans une solution contenant des ions iodures. On obtient alors un ion complexe  $I_3$ . La solution est alors limpide et de couleur jaune. Quelle équation doit-on écrire en toute riqueur pour cette deuxième étape ?

### Troisième étape :

On prélève alors un volume  $V_0 = 100$  mL de cette solution et on la dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration  $C = 1,50.10^{-2}$  mol.L<sup>-1</sup>. On utilise de l'iotect (thiodène) comme indicateur de fin de réaction qui donne une coloration bleue à la solution en présence de  $I_2$ .

- 13) Quel instrument de verrerie peut-on utiliser pour mesurer ce prélèvement ?
- **14)** Le dosage effectué cet hiver nous a donné un volume à l'équivalence :  $V_{\text{éq}}$  = 15,3 mL avec une incertitude de 0,5 mL.
- **14) a)** Ecrire l'équation bilan entre le thiosulfate et le complexe I<sub>3</sub>-, ou entre le thiosulfate et le diiode.
- 14) b) En déduire la concentration de [O<sub>2</sub>] dissous. On précisera son incertitude relative.
- **15)** Les quantités de chlorure de manganèse et d'iodure de potassium introduites initialement étaientelles suffisantes ?

#### **Données**

Potentiels standards à 298 K:

 $E^{\circ}(I_{2(ag)}/I^{-}) = 0.62 \text{ V}, E^{\circ}(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0.08 \text{ V}.$ 

 $E^{\circ}(O_2/H_2O) = 1,23 \text{ V}, E^{\circ}(H^+/H_2) = 0 \text{ V}.$ 

On prendra :  $\frac{RT}{F}$ ln(x) =0.06Log(x)

Masse molaire du chlorure de manganèse (MnCl<sub>2</sub>, 4H<sub>2</sub>O): 198 g.mol<sup>-1</sup>.

Masse molaire de l'iodure de potassium KI: 166 g.mol<sup>-1</sup>.